



## pluriStrainer Mini 3µm (Membrane)



### 组件说明

目录编号	总数量	状态	包数
46-10003-15	5 个	灭菌	1 袋(每袋 5 Pcs)

pluriStrainer Mini(Membrane)有精準孔径(有 1、3、5、8 和 10 µm 孔径)，允許精確過濾和檢測非常小的顆粒。

該膜不吸濕（最適合樣品回收）、非特異性蛋白質結合率低（減少含蛋白質樣品中的樣品損失）、生物惰性、無細胞毒性，並具有出色的耐化學性和耐溫性。pluriStrainer Mini(Membrane)可用於例如生物或重量分析、細胞學、寄生蟲學或環境分析。

### 规格细节

过滤器	黑色-透明色
生产批号	请见标签(包装印刷)
筛网材质	PET 制成的精密编织网，以射出成型的方式固定于外壳上，以确保其工作稳定性。
外壳材质	PP(聚丙烯)
灭菌	是
化学稳定性	RTL® Buffer, TRIzol®, 异丙醇, 有机溶剂。
离心机使用	可
运输/储藏条件	常温运输/干燥，室温。
可匹配配件	1.5/2.0ml 反应管、5/10ml 帶蓋反應管或帶螺紋蓋反應管 FACS™管、冷冻管、14-15ml 锥形离心管、適用於 24/48 孔板。



汉斯博士生物科技产品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

[www.DrHans-Inc.com](http://www.DrHans-Inc.com)

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

[www.uberstrainer.com](http://www.uberstrainer.com) |

[www.pluriselect-usa.com](http://www.pluriselect-usa.com)