



## pluristrainer 1 $\mu$ m



### 組件說明

目錄編號	總數量	狀態	包裝	內容物
43-50001-00	1 Pcs	未滅菌	散裝	1 Pcs/袋
43-50001-01	1 Pcs	滅菌	單一包裝	1 Pcs/袋
43-50001-03	25 Pcs	滅菌	單一包裝	25 Pcs/袋*
43-50001-50	50 Pcs	未滅菌	散裝	50 Pcs/袋

\*包括相同數量的無菌連接環

pluriSelect 是一种可用于获得单个细胞悬液或去除细胞聚集物的无菌筛选装置。不僅可堆疊不同网孔尺寸直接过滤，并可与漏斗结合使用。适用任何 50ml 离心管（圓錐形）并有 1~1000 $\mu$ m 的网孔尺寸可選用。

- 通过对乳腺组织和器官样品进行酶消化后，获得真正的单个细胞悬浮液
- 为流式细胞仪制备真正的单个细胞悬浮液
- 过滤不活化血清中产生的凝集蛋白
- 从骨髓、胰腺、胸腺、淋巴结等处制备血细胞的单个细胞悬浮液
- 与纱布过滤相比，更快速、更便捷的选择
- 筛选复杂、粘稠的液体（与连接环和注射器结合使用，以低压力操作）

### 規格細節

過濾器	紅色
生產批號	請見標籤(包裝印刷)
篩網材質	PET 製成的精密編織網，以射出成型的方式固定於外殼上，以確保其工作強度及穩定性。
外殼材質	LE-PD 低密度聚乙烯
是否無菌	是
化學穩定性	對非氧化性酸和鹼具有良好的耐受性， 脂肪，大多數有機溶劑
運輸條件	常溫運輸
儲藏條件	乾燥，室溫。

**警告與限制:**本產品僅用於研究和開發，不得用於診斷或治療用途。

漢斯博士生物科技產品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

[www.DrHans-Inc.com](http://www.DrHans-Inc.com)

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

[www.uberstrainer.com](http://www.uberstrainer.com) |

[www.pluriselect-usa.com](http://www.pluriselect-usa.com)