



pluristrainer 400µm



組件說明

| 目錄編號 | 總數量 | 狀態 | 包裝 | 內容物 |
|-------------|--------|-----|------|----------|
| 43-50400-00 | 1 Pcs | 未滅菌 | 散裝 | 1 Pcs/袋 |
| 43-50400-01 | 1 Pcs | 滅菌 | 單一包裝 | 1 Pcs/袋 |
| 43-50400-03 | 25 Pcs | 滅菌 | 單一包裝 | 25 Pcs/袋 |
| 43-50400-50 | 50 Pcs | 未滅菌 | 散裝 | 50 Pcs/袋 |

pluriSelect 是一种可用于获得单个细胞悬液或去除细胞聚集物的无菌筛选装置。不僅可堆疊不同网孔尺寸直接過濾，并可与漏斗结合使用。适用任何 50ml 离心管（圆锥形）并有 1~1000µm 的网孔尺寸可選用。

- 通过对乳腺组织和器官样品进行酶消化后，获得真正的单个细胞悬浮液
- 为流式细胞仪制备真正的单个细胞悬浮液
- 过滤不活化血清中产生的凝集蛋白
- 从骨髓、胰腺、胸腺、淋巴结等处制备血细胞的单个细胞悬浮液
- 与纱布过滤相比，更快速、更便捷的选择
- 筛选复杂、粘稠的液体（与连接环和注射器结合使用，以低压力操作）

規格細節

| | |
|-------|---|
| 過濾器 | 螢光綠色 |
| 生產批號 | 請見標籤(包裝印刷) |
| 篩網材質 | PET 製成的精密編織網，以射出成型的方式固定於外殼上，以確保其工作強度及穩定性。 |
| 外殼材質 | LE-PD 低密度聚乙烯 |
| 是否無菌 | 是 |
| 化學穩定性 | 對非氧化性酸和鹼具有良好的耐受性，脂肪，大多數有機溶劑 |
| 運輸條件 | 常溫運輸 |
| 儲藏條件 | 乾燥，室溫。 |

警告與限制:本產品僅用於研究和開發，不得用於診斷或治療用途。