




Re-Strainer 200µm



组件说明

目录编号	总数量	状态	包数
43-75200-40	5 袋	灭菌	5 袋(每袋 4 Pcs)

Re-Strainer 设计为过滤或浓缩大量液体中的粒子，并能收集可回收指定颗粒大小之粒子。两个附盖的 Luer-Lock 可自由引流 6ml 的回收液体。可将多个不同型号的 Re-Strainer 串联成为一个联级过滤器(使用公对公转接器)，或是用 Luer-Lock 接头转接器

- 适用于大容量样品的过滤
- 多层级分层过滤
- 指定尺寸颗粒分级
- 去除较小的杂质
- 浓缩大量稀有颗粒
- 用于 affinity 色谱凝胶的小柱

规格细节

过滤器	棕色-透明色
生产批号	请见标签(包装印刷)
筛网材质	PET 制成的精密编织网，以射出成型的方式固定于外壳上，以确保其工作强度及稳定性。
外壳材质	LE-PD 低密度聚乙烯
是否无菌	是
化学稳定性	对非氧化性酸和碱具有良好的耐受性，脂肪，大多数有机溶剂
运输条件	常温运输
储藏条件	干燥，室温。

警告与限制:本产品仅用于研究和开发，不得用于诊断或治疗用途。