



## ÜberStrainer 40µm



### 组件说明

| 目录编号        | 总数量   | 状态 | 包数                  |
|-------------|-------|----|---------------------|
| 43-70040-03 | 10PCS | 灭菌 | 内含 10PCS、<br>每个独立包装 |

ÜberStrainer 不仅仅是一个细胞过滤器,是一种无菌样品制作设备,用于从复杂和/或稀释的悬浮液中分离、浓缩和处理颗粒。带有 Luer Lock 连接器的气密螺帽可以过滤无限量的液体。过滤器可以很容易地与设备的其余部分分离,輕鬆装入 50 ml 管和Φ20 mm 板试管板中。

### 规格细节

|       |  |
|-------|--|
| 过滤器   | 藍紫色-透明色                                |
| 生产批号  | 请见标签(包装印刷)                             |
| 筛网材质  | PET 制成的精密编织网,以射出成型的方式固定于外壳上,以确保其工作稳定性。 |
| 外壳材质  | 聚丙烯                                    |
| 化学稳定性 | RTL® Buffer, TRIzol®, 异丙醇, 有机溶剂。       |
| 离心机使用 | 可                                      |
| 运输条件  | 常温运输                                   |
| 储藏条件  | 干燥, 室温。                                |



汉斯博士生物科技产品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

[www.DrHans-Inc.com](http://www.DrHans-Inc.com)

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

[www.uberstrainer.com](http://www.uberstrainer.com) |

[www.pluriselect-usa.com](http://www.pluriselect-usa.com)