



## ÜberStrainer 5µm



### 组件说明

目录编号	总数量	状态	包数
43-70005-03	10PCS	灭菌	内含 10PCS、 每个独立包装

ÜberStrainer 不仅仅是一个细胞过滤器,是一种无菌样品制作设备,用于从复杂和/或稀释的悬浮液中分离、浓缩和处理颗粒。带有 Luer Lock 连接器的气密螺帽可以过滤无限量的液体。过滤器可以很容易地与设备的其余部分分离,輕鬆裝入 50 ml 管和Φ20 mm 板试管板中。

### 规格细节

过滤器	黄色-透明色
生产批号	请见标签(包装印刷)
筛网材质	PET 制成的精密编织网,以射出成型的方式固定于外壳上,以确保其工作稳定性。
外壳材质	聚丙烯
化学稳定性	RTL® Buffer, TRIzol®, 异丙醇, 有机溶剂。
离心机使用	可
运输条件	常温运输
储藏条件	干燥, 室温。



漢斯博士生物科技产品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

[www.DrHans-Inc.com](http://www.DrHans-Inc.com)

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

[www.uberstrainer.com](http://www.uberstrainer.com) |

[www.pluriselect-usa.com](http://www.pluriselect-usa.com)