




## Mini-Strainer 5µm



### 组件说明

目录编号	总数量	状态	包数
43-10005-40	25 个	灭菌	1 袋(每袋 25 Pcs)
43-10005-50	50 个	灭菌	2 袋(每袋 25 Pcs)
43-10005-60	100 个	灭菌	4 袋(每袋 25 Pcs)
43-10005-70	500 个	灭菌	20 袋(每袋 25 Pcs)
43-10005-80	1000 个	灭菌	40 袋(每袋 25 Pcs)

5µm Mini-Strainer 是一种筛分装置（或细胞滤网），适用于需要过滤和纯化液体的各种实验室应用。它可优化筛检微量样品达到 800 µl。

### 规格细节

过滤器	黄色-透明色
生产批号	请见标签(包装印刷)
筛网材质	PET 制成的精密编织网，以射出成型的方式固定于外壳上，以确保其工作稳定性。
外壳材质	PP(聚丙烯)
灭菌	是
化学稳定性	RTL® Buffer, TRIzol®, 异丙醇, 有机溶剂。
离心机使用	可
运输/储藏条件	常温运输/干燥，室温。
可匹配配件	1.5/2.0ml 反应管、5/10ml 带盖反应管或带螺紋盖反应管 FACS™管、冷冻管、14-15ml 锥形离心管、適用於 24/48 孔板。



汉斯博士生物科技产品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

[www.DrHans-Inc.com](http://www.DrHans-Inc.com)

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

[www.uberstrainer.com](http://www.uberstrainer.com) |

[www.pluriselect-usa.com](http://www.pluriselect-usa.com)