



## pluriStrainer Mini 3µm (Membrane)



### 組件說明

目錄編號	總數量	狀態	包數
46-10003-15	5 個	滅菌	1 袋(每袋 5 Pcs)

pluriStrainer Mini(Membrane)有精準孔徑(有 1、3、5、8 和 10 µm 孔徑)，允許精確過濾和檢測非常小的顆粒。

該膜不吸濕（最適合樣品回收）、非特異性蛋白質結合率低（減少含蛋白質樣品中的樣品損失）、生物惰性、無細胞毒性，並具有出色的耐化學性和耐溫性。pluriStrainer Mini(Membrane)可用於例如生物或重量分析、細胞學、寄生蟲學或環境分析。

### 規格細節

過濾器	黑色-透明色
生產批號	請見標籤(包裝印刷)
篩網材質	PET 製成的精密編織網，以射出成形的固定於外殼上，以確保其工作穩定性。
外殼材質	PP(聚丙烯)
滅菌	是
化學穩定性	RTL® Buffer, TRIzol®, 異丙醇, 有機溶劑。
離心機使用	可
運輸/儲藏條件	常溫運輸/乾燥，室溫。
可匹配配件	1.5/2.0ml 反應管、5/10ml 帶蓋反應管或帶螺紋蓋反應管 FACS™管、冷凍管、14-15ml 錐形離心管、適用於 24/48 孔板。



漢斯博士生物科技產品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

[www.DrHans-Inc.com](http://www.DrHans-Inc.com)

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

[www.uberstrainer.com](http://www.uberstrainer.com) |

[www.pluriselect-usa.com](http://www.pluriselect-usa.com)