



pluristrainer 1000µm



組件說明

目錄編號	總數量	狀態	包裝	內容物
43-51000-03	25 Pcs	滅菌	單裝	25 Pcs/袋
43-51000-50	50 Pcs	未滅菌	散裝	50 Pcs/袋

pluriSelect 是一種可用於獲得單個細胞懸液或去除細胞聚集物的無菌篩選裝置。不僅可堆疊不同網孔尺寸直接過濾，並可與漏斗結合使用。適用任何 50ml 離心管（圓錐形）並有 1~1000µm 的網孔尺寸可選用。

- 通過對乳腺組織和器官樣品進行酶消化後，獲得真正的單個細胞懸浮液
- 為流式細胞儀製備真正的單個細胞懸浮液
- 過濾不活化血清中產生的凝集蛋白
- 從骨髓、胰腺、胸腺、淋巴結等處製備血細胞的單個細胞懸浮液
- 與紗布過濾相比，更快速、更便捷的選擇
- 篩選複雜、粘稠的液體（與連接環和注射器結合使用，以低壓力操作）

規格細節

過濾器	黑色
生產批號	請見標籤(包裝印刷)
篩網材質	PET 製成的精密編織網，以射出成型的方式固定於外殼上，以確保其工作強度及穩定性。
外殼材質	LE-PD 低密度聚乙烯
是否無菌	是
化學穩定性	對非氧化性酸和鹼具有良好的耐受性， 脂肪，大多數有機溶劑
運輸條件	常溫運輸
儲藏條件	乾燥，室溫。

警告與限制:本產品僅用於研究和開發，不得用於診斷或治療用途。