



## pluristrainer 10 $\mu$ m



### 組件說明

目錄編號	總數量	狀態	包裝	內容物
43-50010-00	1 Pcs	未滅菌	散裝	1 Pcs/袋
43-50010-01	1 Pcs	滅菌	單一包裝	1 Pcs/袋
43-50010-03	25 Pcs	滅菌	單一包裝	25 Pcs/袋
43-50010-50	50 Pcs	未滅菌	散裝	50 Pcs/袋

pluriSelect 是一種可用於獲得單個細胞懸液或去除細胞聚集物的無菌篩選裝置。不僅可堆疊不同網孔尺寸直接過濾，並可與漏斗結合使用。適用任何 50ml 離心管（圓錐形）並有 1~1000 $\mu$ m 的網孔尺寸可選用。

- 通過對乳腺組織和器官樣品進行酶消化後，獲得真正的單個細胞懸浮液
- 為流式細胞儀製備真正的單個細胞懸浮液
- 過濾不活化血清中產生的凝集蛋白
- 從骨髓、胰腺、胸腺、淋巴結等處製備血細胞的單個細胞懸浮液
- 與紗布過濾相比，更快速、更便捷的選擇
- 篩選複雜、粘稠的液體（與連接環和注射器結合使用，以低壓力操作）

### 規格細節

過濾器	淡綠色
生產批號	請見標籤(包裝印刷)
篩網材質	PET 製成的精密編織網，以射出成型的方式固定於外殼上，以確保其工作強度及穩定性。
外殼材質	LE-PD 低密度聚乙烯
是否無菌	是
化學穩定性	對非氧化性酸和鹼具有良好的耐受性，脂肪，大多數有機溶劑
運輸條件	常溫運輸
儲藏條件	乾燥，室溫。

**警告與限制:**本產品僅用於研究和開發，不得用於診斷或治療用途。

漢斯博士生物科技產品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

[www.DrHans-Inc.com](http://www.DrHans-Inc.com)

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

[www.uberstrainer.com](http://www.uberstrainer.com) |

[www.pluriselect-usa.com](http://www.pluriselect-usa.com)