



## pluristrainer 70µm



### 組件說明

| 目錄編號        | 總數量    | 狀態  | 包裝   | 內容物      |
|-------------|--------|-----|------|----------|
| 43-50070-00 | 1 Pcs  | 未滅菌 | 散裝   | 1 Pcs/袋  |
| 43-50070-01 | 1 Pcs  | 滅菌  | 單一包裝 | 1 Pcs/袋  |
| 43-50070-50 | 50 Pcs | 未滅菌 | 散裝   | 50 Pcs/袋 |
| 43-50070-51 | 50 Pcs | 滅菌  | 單一包裝 | 50 Pcs/袋 |

pluriSelect 是一種可用於獲得單個細胞懸液或去除細胞聚集物的無菌篩選裝置。不僅可堆疊不同網孔尺寸直接過濾，並可與漏斗結合使用。適用任何 50ml 離心管（圓錐形）並有 1~1000µm 的網孔尺寸可選用。

- 通過對乳腺組織和器官樣品進行酶消化後，獲得真正的單個細胞懸浮液
- 為流式細胞儀製備真正的單個細胞懸浮液
- 過濾不活化血清中產生的凝集蛋白
- 從骨髓、胰腺、胸腺、淋巴結等處製備血細胞的單個細胞懸浮液
- 與紗布過濾相比，更快速、更便捷的選擇
- 篩選複雜、粘稠的液體（與連接環和注射器結合使用，以低壓力操作）

### 規格細節

|       |   |
|-------|---|
| 過濾器   | 透明白色                                      |
| 生產批號  | 請見標籤(包裝印刷)                                |
| 篩網材質  | PET 製成的精密編織網，以射出成型的方式固定於外殼上，以確保其工作強度及穩定性。 |
| 外殼材質  | LE-PD 低密度聚乙烯                              |
| 是否無菌  | 是   |
| 化學穩定性 | 對非氧化性酸和鹼具有良好的耐受性，脂肪，大多數有機溶劑               |
| 運輸條件  | 常溫運輸                                      |
| 儲藏條件  | 乾燥，室溫。                                    |

**警告與限制:**本產品僅用於研究和開發，不得用於診斷或治療用途。