



Syringe Strainer 200µm



組件說明

| 目錄編號 | 總數量 | 狀態 | 包數 |
|-------------|-------|-----|------------------|
| 43-71200-50 | 12PCS | 滅菌 | 內含 3 袋(每袋 4 Pcs) |
| 43-71200-51 | 12PCS | 未滅菌 | 內含 3 袋(每袋 4 Pcs) |

Syringe Strainer 是設計用來篩分、過濾、排除、濃縮大量液體中的指定粒子。Syringe Strainer 可由 Luer-Lock 轉接器連接注射器或試管，適用於正壓、負壓的工作情況

規格細節

| | |
|------|--------------|
| 過濾器 | 深紅色-透明色 |
| 生產批號 | 請見標籤(包裝印刷) |
| 流量控制 | 是 |
| 外殼材質 | LD-PE 低密度聚乙烯 |
| 運輸條件 | 常溫運輸 |
| 儲藏條件 | 乾燥，室溫。 |

警告與限制

本產品僅用於研究和開發，不得用於診斷或治療用途。



漢斯博士生物科技產品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

www.DrHans-Inc.com

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

www.uberstrainer.com |

www.pluriselect-usa.com