




Syringe Strainer 50µm



組件說明

目錄編號	總數量	狀態	包數
43-71050-50	12PCS	滅菌	內含 3 袋(每袋 4 Pcs)
43-71050-51	12PCS	未滅菌	內含 3 袋(每袋 4 Pcs)

Syringe Strainer 是設計用來篩分、過濾、排除、濃縮大量液體中的指定粒子。Syringe Strainer 可由 Luer-Lock 轉接器連接注射器或試管，適用於正壓、負壓的工作情況

規格細節

過濾器	白色-透明色
生產批號	請見標籤(包裝印刷)
流量控制	是
外殼材質	LD-PE 低密度聚乙烯
運輸條件	常溫運輸
儲藏條件	乾燥，室溫。

警告與限制

本產品僅用於研究和開發，不得用於診斷或治療用途。



漢斯博士生物科技產品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

www.DrHans-Inc.com

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

www.uberstrainer.com |

www.pluriselect-usa.com