




ÜberStrainer 1 µm



組件說明

目錄編號	總數量	狀態	包數
43-70001-03	10PCS	滅菌	內含 10PCS、 每個獨立包裝

ÜberStrainer 不僅僅是一個細胞過濾器,是一種無菌樣品製作設備,用於從複雜和/或稀釋的懸浮液中分離、濃縮和處理顆粒。帶有 Luer Lock 連接器的氣密螺帽可以過濾無限量的液體。過濾器可以很容易地與設備的其餘部分分離,輕鬆裝入 50 ml 管和Φ20 mm 試管板中。

規格細節

過濾器	紅色-透明色
生產批號	請見標籤(包裝印刷)
篩網材質	PET 製成的精密編織網,以射出成型的方式固定於外殼上,以確保其工作穩定性。
外殼材質	聚丙烯
化學穩定性	RTL® Buffer, TRIzol®, 異丙醇, 有機溶劑。
離心機使用	可
運輸條件	常溫運輸
儲藏條件	乾燥, 室溫。



漢斯博士生物科技產品有限公司

Dr. Hans Life Science Products, LLC

No.83, Ln.100, Fengli Rd., Tanzi Distr. Taichung City, TW

info@DrHans-Inc.com

www.DrHans-Inc.com

Pluriselect USA, Inc.

2030 Gillespie Way 103 El Cajon, CA 92020, USA

support@uberstrainer.com

www.uberstrainer.com |

www.pluriselect-usa.com